

Toorx Professional Flat bench - trainingsbank

gymna

Art: 576570 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De **Toorx Professional Flat bench** is een vlakke, niet verstelbare trainingsbank om krachtoefeningen uit te voeren, ofwel met losse halters of barbells, ofwel in combinatie met een Smith machine, multipress, half rack, ...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **verrolbaar:** dankzij de twee transportwielen en handvat makkelijk verplaatsbaar in de ruimte.
- **robuuste constructie:** frame van ovale (100x50 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **veilig:** max. belastbaar gewicht (gebruiker + gewichten): 400 kg
- **comfortabele bekleding:** 65 mm dikke kussens met hoogwaardige PU-bekleding.
- **afwerking:** dubbele heavy poedercoating voor krasbestendigheid.

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 120,9 x 52 x 44,6 cm
- Gewicht: 27 kg
- Max. gebruikersgewicht: 135 kg
- Max. belastbaarheid: 400 kg