

Ergofit Vector Cable tower - antraciet

gymna

Art: 508105 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

Dit multifunctioneel krachttoestel bestaat uit 4 stations, met telkens een eigen gewichtenstapel.

Op een beperkte ruimte kan door verschillende personen tegelijkertijd getraind worden, met een grote variatie aan oefenmogelijkheden, zonder elkaar in de weg te lopen.

- mogelijke oefeningen zijn o.a: lat pull, triceps extension, biceps curl, horizontal row, ...
- de cable tower wordt geleverd met verschillende toebehoren: handvat, latissimusstang, triceps touw, bicepsbar.
- gewichtenstapel: 2 x 100 kg en 2 x 75 kg, met tussenstappen van 5 kg.
- verkrijgbaar in wit of antraciet frame met antraciet kussen.