

Push med Elleboogbrace EPI

gymna

Art: 227100 | Merk: [PUSH](#)



Productinformatie

De Push med Elleboogbrace Epi vermindert pijnklachten bij een tennis- of golferselleboog. De drukpelotte zorgt voor gerichte druk op de extensoren (tennisarm) of de flexoren (golfersarm) van de pols. Op deze wijze wordt de aanhechting van deze spieren op de elleboog ontlast. De pelotte bestaat uit een huidvriendelijk en veerkrachtig polymeer. Het kunststoffen verstevigingselement zorgt voor een gelijk verdeelde druk rond de arm waardoor knellen wordt voorkomen. De goede anatomische pasvorm en het materiaalsoort van de pelotte bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens beweging. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm in te stellen en te sluiten.

Sympress™ Technologie De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Elleboogbrace Epi is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Tenniselleboog (epicondylitis lateralis humeri)
 - Golferselleboog (epicondylitis medialis humeri)n
-
- + Kan zowel links als rechts gedragen worden.
 - + Geschikt voor tennis- (lateraal) en golferselleboog (mediaal).
 - + Huidvriendelijke en veerkrachtige polymeer.
 - + Verstevigingselement zorgt voor gelijke drukverdeling rond de arm.
 - + Dun verband dat de buiging van de elleboog niet beperkt