

ARTZT Vintage Series - springtouw

gymna

Art: 577197 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



Productinformatie

Oefen je uithoudingsvermogen met dit old school springtouw van de ARTZT Vintage Series gemaakt uit hoog kwalitatief materiaal.

- stevig.
- in lengte verstelbaar tussen 100 en 300 cm. Dit doe je door het metalen tussenstuk los te draaien met de bijgeleverde sleutel. Resterend stuk touw kan je afsnijden of vaststeken via de bijgevoegde lederen lus.
- materiaal: touw uit rundsleder met massief houten handvaten.
- diameter: 0,8 cm.
- handvat afmetingen: 16,5 x 3 cm