



Productinformatie

Met deze **saturatiemeter** meet u het **zuurstofgehalte** en de **hartslag** bij uw patiënt. De **gegevens** van de patiënt **zijn gemakkelijk op het LCD scherm** van de Contec CMS60D **af te lezen**. Links ziet u de zuurstofsaturatie in blauwe cijfers, rechts de hartslag in groene cijfers.

Deze saturatiemeter wordt vaak gekocht om toe te passen bij babies of kinderen omwille van de probe die door een handig elastisch treksysteem beter kan vastgemaakt worden aan kleine vingertjes. Bij pasgeborenen is het nog steeds geen perfecte oplossing, maar in elk geval beter dan de klassieke vingerprobes.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Duidelijk LCD scherm in helderheid verstelbaar
- Makkelijk in gebruik
- Informatie kan live worden gevolgd en geprint
- Tot wel 32 uur te gebruiken op batterijen
- Optioneel verschillende sensoren verkrijgbaar voor kinderen en volwassenen

OPTIES

- Contec CMS60D Kinder Vingerclip Sensor
- Contec CMS60D Volwassene Vingerclip Sensor

INHOUD

De Contec CMS60D saturatiemeter wordt geleverd met:

- Probe infant/neonataal (art.1868296)
- Verlengkabel voor probe (art. 1866296)
- USB kabel

- Gebruiksaanwijzing (Engelstalig)