

TOGU Dynair Comfort Wedge, zitkussen wigvormig ***gymna***

- Blauw

Art: 575028 | Merk: [TOGU](#)



Productinformatie

Dynamisch, wigvormig zitkussen met uitsparing in het centrale gedeelte voor beter comfort. Het soepele, met lucht gevulde materiaal is steeds in beweging waardoor diepe rugspieren constant worden geactiveerd. 1 zijde met noppen, hetgeen zorgt voor stimulatie van de doorbloeding en een hoger sensorisch effect. Ca. 36 x 37 cm, maximale belasting ca. 150 kg. Verkrijgbaar in 2 kleuren (blauw-zwart).