

# Digi-Extend, unit met 4 weerstanden

***gymna***

Art: 530090 | Merk: **MOVES**



## Productinformatie

De Digi-Extend® is één van de meest professionele, unieke therapie instrumenten voor het verstevigen van de strekspier.

Isoleert de strekking van alle vingers en vingergewrichten.

Versterkt de intrinsieke en extrinsieke spiergroepen om de gezamenlijke beweging, coördinatie en spierfunctie van de hand en voorarm te maximaliseren.

De Digi-Extend® concentreert zich op de strekspier van één of alle vingers en richt zich op de delen van de hand die revalidatie nodig hebben.

De gebruiker kan het weerstandsniveau gemakkelijk veranderen en hun handposities voor specifieke doeleinden aanpassen om hun oefening doelstellingen te maximaliseren en verwondingen te verhinderen.

Dit kan eveneens gebruikt worden voor strek- en buigoefeningen van de vingers.

De 4 meegeleverde weerstanden laten elke spier/gewricht toe om op een comfortabele manier de kracht te doen toenemen.

Compact, hightech, gemakkelijk en comfortabel in gebruik.