

TORK dispenser T3 toiletpapier gevouwen - zwart

gymna

Art: 1835206 | Merk: [TORK](#)



Productinformatie

Functionele dispenser voor **vellen toiletpapier**.

- elegant design, aantrekkelijk en ruimtebesparend.
- dosering vel per vel:
 - verbruiks- en kostenbesparend.
 - ideaal voor ruimtes met klein tot middelgroot aantal bezoekers, vooral in de gezondheidszorg.
 - uitstekende hygiëne, er is alleen contact met het vel dat men gebruikt, **geen kruisbesmetting**.
- makkelijk bij te vullen.
- materiaal: kunststof.
- kleur: combinatie wit/transparant of zwart/transparant.
- afmetingen (h x b x diepte): 27,1 x 15,9 x 12,8 cm.
- geleverd zonder toiletpapier.