

# Kwell Modulair Opbergrek - 1-delig

***gymna***

Art: 579179 | Merk: [KWELL](#)



## Productinformatie

Hou uw oefenzaal veilig, netjes en overzichtelijk met het **Kwell Modulair Opbergrek**. Het is een universeel en multifunctioneel opbergrek met modulaire configuraties voor verschillende 'opslagbehoeften'.

Het kleine formaat, de verrassende belastbaarheid en veelzijdigheid maken van dit rek een must-have als u afwisselend met kettlebells, halterschijven, wall balls, elastische banden, ... oefent.

Met deze praktische en eenvoudige oplossing kunt u opslagruimtes op maat creëren, aangepast aan uw ruimte. U kunt kiezen uit - een door ons gekozen - configuratie, **1- of 2- delig**, bestaande uit volgende onderdelen:

- 1-delig: 2x Verticale staanders (*art. 579180*) - 1x Kettlebell houder (*art. 579182*) - 1x Elastieken houder (*art. 579185*)
- 2-delig: 3x Verticale staanders (*art. 579180*) – 1x Kettlebell houder (*art. 579182*) – 1x Elastieken houder (*art. 579185*) – 1x Bumper houder (*art. 579187*) - 1x Dumbbell houder (*art. 579181*) - 1x Bal houder (*art. 579183*)

Of u kunt dit opbergrek **configureren** door te kiezen uit volgende steunen en accessoires:

- Verticale staander: 150 x 38 cm (*art.579180*)
- Dumbbell houder: 120 x 35 cm (*art.579181*)
- Kettlebell houder: 120 x 35 cm (*art.579182*)
- Bal houder: 120 x 35 cm (*art.579183*)
  - afstand tussen buizen: 26 cm

- Medicine bal houder: 120 x 35 cm (*art.579184*)
  - afstand tussen buizen: 17 cm
- Elastieken houder: 120 x 35 cm (*art.579185*)
- Plate houder pin: 5 cm (*art.579186*)
- Bumper houder: 120 x 35 cm (*art.579187*)