

Ergofit Cycle 4000 MED - antraciet

gymna

Art: 580111 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

FIETS-ERGOMETER van superieure kwaliteit met een uitstekende, betrouwbare techniek en technologie voor cardiovasculaire revalidatie, (sport)training en testing. Zeer solide en stabiele fiets voor professioneel gebruik.

ALGEMENE KENMERKEN

- extra brede en lage instap.
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband met zender meegeleverd).
- eenvoudige bediening.
- verstelbaar stuur.
- wervelstroomrem.
- bereik: lage startbelasting: 15 - 600 W in stappen van 5 W.
- toerental: 20 - 120 t/min.
- max. gebruikersgewicht: 180 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.
- taal te selecteren op het display.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- testprogramma's: Conconi en PWC (Physical Work Capacity).
- trainingsmogelijkheden: manueel, manueel countdown, cardio, profielen, fietsvernelling.
- zadel traploos verticaal verstelbaar via gasveer (zadel met horizontale verstelling is - optioneel - mogelijk, moet opgegeven worden bij bestelling van de fiets).
- optioneel uit te rusten met een traploze radiusverstelling.
- parameters op het display: WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- accuraatheid: 10 %. (MED versie 5% tot 400 W, 10% vanaf 400 W).
- afmetingen (LxBxH): 118x54x145 cm.
- gewicht: +/- 64 kg.

KEUZE MOGELIJKHEDEN

- frame: wit of antraciet.
- scherm: grafisch LED scherm met druktoetsen of kleuren touchpanel.
- uitvoering: standaard of MED (medisch gekeurd volgens MDR).
- chip: voorzien van RFID lezer (compatibel met Vitality care software).