

Toorx Professional Lat pull down

gymna

Art: 581406 | Merk: TOORX



Productinformatie

De Toorx Professional Lat pull down is een pin loaded krachttoestel voor het trainen van armspieren en bovenrug. Dankzij het **onafhankelijke hefboomsysteem en roterende handvaten** heeft de gebruiker volledige controle over de beweging en worden beide armen afzonderlijk getraind. Dit toestel is dankzij zijn design en gebruiksgemak perfect geschikt voor gebruik in een kinepraktijk of revalidatiesetting. De voornaamste spieren die worden aangesproken zijn de mm. Biceps brachii, m. Latissimus dorsi, mm. Rhomboideï, m. Trapezius.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- de **beweging** van de armen gebeurt onafhankelijk, met vrij roterende handvaten voor maximale ergonomie.
- **verstelopties**: rollen voor beenfixatie - 3 posities.
- **robuuste constructie**: frame van ovale (50 x 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtstapel**: 100 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi, per 5 kg.
- **pulleysysteem**: overbrenging via kabels in geweven staal van 5 mm dik, zeer sterk en duurzaam, max. belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding**: stoel afgewerkt in high density kussens met PU bekleding.
- **veiligheidsnormen**: voldoet aan EN20957-1/ EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1