

## Pure 2 Improve Push-up pro set

Art: 575280 | Merk:

**gymna**

€ 19,99

Stukprijs incl. BTW.



### Productinformatie

Bij het uitvoeren van standaard push-ups worden de armen vaak in een onnatuurlijke, rechte positie gedwongen.

De **P2I Push Up Pro Set** kan een roterende beweging maken en zorgt ervoor dat de armen en polsen op een natuurlijke manier kunnen bewegen.

De handvatten zijn zo gemaakt dat ze met de bodem stevig aan de grond kunnen worden vastgezet. Ze zullen niet schuiven, wat de oefeningen ten goede komt.

### Specificaties

- Afmeting: 19,5 x 9 cm
- Materiaal: PP (Polypropyleen)