

Flowtron Hydroven 3

gymna

Art: 330429 | Merk: FLOWTRON HYDROVEN



Productinformatie

Draagbaar lichtgewicht apparaat voor drukmassage / pressotherapie; voor gebruik thuis of in een medische omgeving.

- Korte cyclus van 3 min (90 sec compressie / 90 sec decompressie).
- Veilig en zeer eenvoudig te bedienen.
- Druk regelbaar 30 - 100 mmHg.
- Gelijktijdige aansluiting van 2 behandelmanchetten mogelijk, de manchetten worden beurtelings opgeblazen.
 - Keuze uit manchetten met 1 luchtkamer (H 1) of met 3 luchtkamers (H 3).
 - Werkt bijna geruisloos zodat gebruiker en omgeving niet gestoord worden.

Aandacht: dit apparaat wordt geleverd zonder behandelmanchetten. Gewenste manchetten opgeven bij bestelling van het apparaat aub.