


Lympha-mat Gradient Digital

gymna

Art: 110179 | Merk: LYMPHAMAT



Productinformatie

Intermitterende pressotherapie geniet als aanvullende therapie in de flebologie en de angiologie een uitstekende reputatie, en is als dusdanig **een betrouwbaar verlengstuk van uw manuele behandeling**.

Krachtig apparaat voor langdurig en continu gebruik.

GEPATENTEERD SYSTEEM

- Perfect intermitterende sequentiële druk.
- De graderende druk in de manchet wordt opgebouwd van distaal naar proximaal:
 - distaal is de druk 100% en proximaal 70% van de drukwaarde die op de display is ingesteld.
- De behandelmanchetten (niet meegeleverd) hebben **12 elkaar overlappende kamers**:
 - die worden - één voor één - gevuld met lucht tot de gewenste behandeldruk bereikt is.
 - daarna ontsnapt de lucht gelijktijdig uit alle kamers.
- Tijdens de therapie is er een voortdurende drukstroom over de gehele extremiteit gegarandeerd.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Gelijktijdige aansluiting voor max. 3 manchetten met elk 12 kamers mogelijk.
- Compressiesnelheid instelbaar: langzaam of snel.
- Druk regelbaar van 20 - 120 mmHg.
- Duur interval/pauze regelbaar van 5 - 90 sec.
- Tijd klok met automatische uitschakeling.

AANDACHT: het apparaat wordt geleverd zonder behandelmanchetten.

- U bestelt enkel de manchetten van uw keuze.
- Gewenste manchetten(n) opgeven bij bestelling van het apparaat.

*Manchetten met **grijze connector** zijn ontworpen voor de Lympha-mat Digital Gradient.
Manchetten met **witte connector** zijn ontworpen voor de Lympha-mat 300N.*

Beide connectoren passen echter op beide toestellen.