

Heupmanchet Lympha-mat 300Plus - grijs

gymna

Art: 116228 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- Zie [Lympha-mat digital](#) of [Lympha-mat 300N](#)

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 6 elkaar overlappende luchtkamers voor extra ontstuwning van buik- en bekkengebied.
- Wordt meestal gebruikt in combinatie met 2 beenmanchetten.
- Speciaal voor gebruik als **3de manchet bij de Lympha-Mat Gradient 300Plus** (! niét bij 300N !)
- Met velcrosluiting waardoor de heupomtrek aangepast kan worden tot 150 cm.
- Kleur: grijs.
- [Verbreidingsstuk](#) van 40 cm optioneel verkrijgbaar.