

Compressiebroek 24-kamers Lympha-mat - zwart - ***gymna*** connector wit

Art: 110196 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

WERKINGSPRINCIPE COMPRESSIEBROEK

- Zie [Lympha-mat Digital](#) of [Lympha-mat 300N](#).

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen, die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Combinatie van 2 beenmanchetten en 1 heupmanchet in één stuk
- voor [Lympha-mat Digital](#) en [Lympha-Mat 300N](#) (of 300Plus).
- 24 elkaar overlappende luchtkamers.
- Met 2 ritssluitingen.
- Kleur: grijs of zwart.

De grijze connector is ontworpen voor de [Lympha-mat Digital](#)

De witte connector is ontworpen voor de [Lympha-mat 300N](#)

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus)