

Veroval Familie 3 in 1 infrarood thermometer

gymna

Art: 9008120 | Merk: [HARTMANN](#)



Productinformatie

De Veroval 3-in-1 thermometer biedt een nauwkeurige en comfortabele manier om koorts op te volgen. Dankzij de geavanceerde infraroodtechnologie meet het toestel lichaamstemperatuur via het voorhoofd of het oor, en controleert het bovendien snel de temperatuur van oppervlakken zoals vloeistoffen en flessen. Ideaal voor gebruik in medische praktijken én thuis.

Waarom kiezen voor de Veroval 3-in-1?

- **Drie meetmethoden in één apparaat:** oor, voorhoofd en oppervlakte.
- **Snelle meting:** resultaat binnen een second
- **Klinisch getest** voor hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
- **Gebruiksvriendelijk:** groot display en eenvoudige bediening. kleur op scherm geeft een indicatie.

Toepassingen

De thermometer is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Door de multifunctionele meetopties kan men eenvoudig temperaturen controleren in verschillende situaties, van koortsmonitoring tot evaluatie van vloeistoftemperatuur.

Specificaties

- Meetmethode: infrarood
- Meetbereik lichaam: 34 – 42.2 °C
- Meetduur: enkele seconden
- Groot, duidelijk afleesbaar scherm Inclusief opbergetui