

Thera-Band handtrainingsbal - licht - geel

gymna

Art: 116185 | Merk: [THERA-BAND](#)



Productinformatie

Met de **Thera-Band handtrainingsbal** worden spieren in de vingers, handen, polsen en onderarmen van uw patiënten getraind.

- verbeteren van de grove en fijne motoriek,
- versterken van de grijpkracht,
- verbeteren van de mobiliteit van uw patiënten.

UNIEK!!

- voor zowel **koude- als warmtetherapie**:
 - verwarm de handtrainingsbal in de magnetron (max. 10 seconden)
 - of koel de bal in de koelkast (1,5 à 2 uur).

Geleverd met gebruiksaanwijzing en oefenvoorbeelden.

Specificaties

De Thera-Band Handtrainer is verkrijgbaar in vijf weerstandsniveaus:

- Geel: licht
- Rood: medium
- Groen: sterk
- Blauw: extra sterk
- Zwart: super sterk