


# AguPunt APS Fascia / Superficial dry needling naald **gymna**

- 0.25 x 40 mm (100 st)

Art: 585575



## Productinformatie

De **AguPunt APS Fascia / Superficial naalden** zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor oppervlakkige dry needling.

Ze hebben een flexibele en veerkrachtige lichaamsschacht zoals alle Agupunt APS naalden, maar deze laten de huid meedraaien met de rotatie van de naald om zo de oppervlakkige dry needling behandeling uit te voeren.