


Airex Balance Beam - 160 x 24 x 6 cm - blauw

gymna

Art: 300350



Productinformatie

Airex Balance Beam – Voor balans, stabiliteit en coretraining

De Airex Balance Beam is ideaal voor balans- en evenwichtstraining, rompstabiliteit en revalidatie. Dankzij de specifieke afmetingen (160 x 24 x 6 cm) kan de hele rompspierketen efficiënt getraind worden, zowel in buik- als rugligging. Ook geschikt ter ondersteuning van yoga- en pilatesoefeningen.

Vervaardigd met de originele AIREX® schuimtechnologie, biedt de beam een instabiele, maar comfortabele basis voor neuromusculaire training. Perfect inzetbaar in de kinesithérapie bij evenwichtsproblemen, spierzwakte of houdingscontrole.

Tip: Gebruik steeds op een Airex mat voor optimale grip. De beam heeft geen antislip onderzijde.

Specificaties

- Afmetingen: ca. 160 x 24 x 6 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Materiaal: AIREX schuim
- Gebruik: professioneel & thuis