

Clarius L20 - handheld echografietoestel - Lineair

gymna

Superficieel - 3 j licentie

Art: 568547 | Merk: [CLARIUS](#)



Productinformatie

De **CLARIUS L20 HD3** is een 'handheld' toestel ideaal voor **oppervlakkige echografie**. De Clarius L20 tilt draadloze echografie van **superficiële** structuren naar een eenzame hoogte.

In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.

Specialisten zweren bij deze doorontwikkelde, **lichtgewicht maar krachtige echografie scanner**. Een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk toestel met een ultieme beeldkwaliteit.

In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

CLARIUS MEMBERSHIP

De **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals spraakbesturing, doppler, opnamemodus, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten
- beeldopslag
- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's

**Het 3 jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.*

SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- Realtime high-definition beelden voor: **Anesthesie, Dermatologie, MSK, Oogheelkunde, Pediatrie, Plastische chirurgie, Podologie, Reumatologie, Kleine onderdelen,...**
- **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
- **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.

SCHERPE BEELDEN

- het Clarius C3 HD3 echografietoestel verwerkt de beelden tot **8 x sneller**.
- de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een verhoogde framesnelheid en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.

GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.

DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
- u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
- de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
- zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius L20 bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
- in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografie ter beschikking**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 8-20MHz.
- diepte: max. 4 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 147 x 76 x 32 mm / gewicht: 290 g.