


Evenwijdige barren samenplooibaar 'Easy Click' -

gymna

2,5 m

Art: 560281



Productinformatie

Zeer stabiele evenwijdige barren voor gangrevalidatie - zonder vloer - samenplooibaar.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- ronde, schuin oplopende barren met een zeer solide en antislip basis.
- zonder platform en samenplooibaar om makkelijk de barren weg te zetten indien nodig en ruimte te creëren.
- de basis is slechts 15 mm hoog en schuin oplopend zodat deze het gangpatroon niet verstoort.
- de barren zijn in hoogte verstelbaar. Het 'easy click' systeem helpt de barren op de gewenste hoogte te fixeren.
- lengte: 2,5 m, samengeplooid: 3 m.
- hoogte: verstelbaar van 75 - 108 cm.
- breedte: 65 cm.
- gewicht: 49 kg.