

Togu Jumper - rood

gymna

Art: 575145 | Merk: [TOGU](#)



Productinformatie

De TOGU Jumper is een multifunctioneel trainingshulpmiddel en kan aan beide zijden worden gebruikt zowel voor therapeutische toepassingen als in sport specifieke trainingen. Wanneer de jumper met de bolle kant naar boven wordt geplaatst kan deze dienen voor proprioceptieve en stabiliteitstraining, maar ook als soort trampoline vanwege zijn terugkaatsend effect. De onderkant is voorzien van een anti-slip rand om zeker bij het springen niet weg te schuiven. Wanneer de holle kant naar boven wordt geplaatst kan de jumper dienen als oefentol.