

Weerstandsband elastisch 4D PRO - rood/medium ***gymna***

(2 st)

Art: 577455 | Merk: [4D PRO](#)



Productinformatie

Eén EXTRA paar Elastische weerstandsbanden rood/ medium voor 4D PRO ReAction trainer is aan te raden bij:

- frequent gebruik.
- lichaamsgewicht vanaf 77 kg.

Twee EXTRA paar elastische weerstandsbanden rood/medium zijn aan te raden bij:

- lichaamsgewicht vanaf 100 kg.

Eveneens verkrijgbaar: paar witte elastische weerstandsbanden (50 % minder weerstand dan de rode banden) - art. 577.457.

- voor kinderen tot 40 kg.
- laten toe de weerstand nauwkeuriger te bepalen in combinatie met 1 of 2 rode weerstandsbanden.