

Oorspeculum wegwerp all-Spec Comed - 4,0 mm

gymna

(250 st)

Art: 9200942 | Merk: [COMED](#)



Productinformatie

AllSpec® wegwerpbare tips. Te combineren met de BETA 200, K 180, mini 3000 F.O., mini 3000 Otoscoop

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Wegwerpbaar
- Hygiënisch, geen kruis-besmetting
- Perfecte fit met otoscoop kop
- Geen scherpe randen

INHOUD

- Verpakt per 250 stuks