

Latissimusstang met neutrale greep voor trekapparaat

gymna

Art: 581566 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

Latissimusstang met neutrale greep voor trekapparaat – Toorx Professional Foam Grip Lat Bar 60 cm

Verbeter uw rugtraining met de Toorx Professional Foam Grip Lat Bar van 60 cm. Deze latissimusstang met neutrale greep is speciaal ontworpen voor gebruik aan een trekapparaat en biedt optimale grip en comfort tijdens elke oefening. Dankzij de stalen kern met duurzame neopreen coating ligt de bar stevig in de hand, terwijl de **ergonomische handgrepen de belasting op polsen en onderarmen verminderen**. De neutrale greep zorgt ervoor dat de latissimus dorsi en andere rugspieren doelgericht aangesproken worden, zonder dat andere spiergroepen het werk overnemen. Ideaal voor zowel krachttraining als revalidatie.

Specificaties

- Materiaal: Stalen kern met neopreen coating
- Ergonomische handgrepen
- Geschikt voor gebruik met kabelmachines/trekapparaten
- Kleur: Zwart
- Lengte: 60 cm
- Breedte: 25 cm
- Hoogte: 20 cm