

Kwell Revoring - elastische ketting - medium

Art: 578931 | Merk: KWELL

gymna

€ 169,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Kwell Revoring is een revolutionair trainingssysteem dat toelaat om op verschillende manieren te oefenen, met slechts één hulpmiddel.

Het is een elastische ketting - ringen die in een sterk omhulsel zitten om veilig te oefenen - die bestaat uit

- veertien ringen die meerdere grepen vormen voor onmiddellijke controle over de elastische weerstand
- en variabele haken voor talloze trainingsmodi.

Kwell Revoring is breder inzetbaar dan elke andere elastische oefenband en intuïtiever dan elk type oefenmateriaal.

- de verschillende ringen maken het mogelijk om de oefenintensiteit onmiddellijk en eenvoudig aan te passen door simpelweg handen te verplaatsen.
- **oneindig veel mogelijkheden:** de veelzijdigheid van Kwell Revoring laat toe te experimenteren met ontelbare oefenmodaliteiten, te focussen op elke spier(groep) en elk doel te bereiken.
- **oneindig veel locaties:** oefenen waar u maar wil, in de oefenzaal, thuis, buiten, ...
- **oneindig veel gebruikers:** geschikt voor gebruikers van elke leeftijd en elk niveau.

VERKRIJGBAAR IN 3 WEERSTANDEN

1. **Light:** de beste keuze voor functionele, analytische oefeningen met beperkte weerstand, ook geschikt voor senioren.

2. Medium: de meest veelzijdige keuze, voor diegenen die op zoek zijn naar het juiste compromis tussen de globale training en functionele bewegingen.
3. Strong: geschikt voor de zeer intensieve training, het enige model dat **ook suspensietraining toelaat**.

INHOUD: Kwell Revoring zit in de specifieke Revoring-zak, samen met de Revoring-riem en de verankeringskarabijnhaak. De snelstarthandleiding helpt om de oefeningen op een praktische en veilige manier uit te voeren.