

Opsite flexifix - 10 cm x 1 m

gymna

Art: 9181249 | Merk: [SMITH&NEPHEW](#)



Productinformatie

Een transparante, semi-permeabele folie voor de fixatie van wondbedekkers. Het onderliggend wondverband kan continu gecontroleerd worden om een versnelde genezing te vorderen. Het is zeer geschikt voor patiënten met een gevoelige, kwetsbare huid.

Indicaties:

- Fixatie van kompressen
- Verlichting van pijn bij diabetes neuropathie
- Bescherming van de huid
- Preventie van decubitus