

Correctiespiegel orthopedisch muurmodel

gymna

Art: 100138



Productinformatie

Een orthopedische spiegel wordt gebruikt voor houdingsdiagnose, houdingscorrectie en spiegeltherapie.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- gepolijst spiegelglas met vakverdeling.
- verdeling van 5 x 5 cm.
- gemonteerd in een wit metalen frame.
- te fixeren tegen de muur.
- afmeting spiegel: 170 x 100
- gewicht: 43 kg
- voldoet aan de medische richtlijn MDR 2017/745.