

Ergofit Circle 4000 MED - wit

Art: 580201 | Merk: **ERGOFIT**

gymna

€ 10.131,40

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Ergofit CIRCLE 4000 is een professionele armfietsergometer voor het trainen van het bovenlichaam.

Door de voor én achterwaartse bewegingen wordt eenzijdige spierbelasting vermeden.

ALGEMENE KENMERKEN

- hoogte instelbaar dmv gasveer voor optimale ergonomie, zowel in zit als in stand.
- afneembaar stoeltje voor rolstoelgebruikers.
- verstelbare radius, bolvormige handvaten.
- voor-of achterwaartse beweging, in parallel of diagonaal.
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband, meegeleverd).
- eenvoudige bediening.
- wervelstroomrem.
- bereik: lage startbelasting: 15 - 400 W, per 5 W.
- toerental: 20 - 120 t/min.
- max. gebruikersgewicht: 200 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.
- taal te selecteren op het display.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- trainingsmogelijkheden: manueel, manueel countdown, cardio, profielen.

- parameters op het display: WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- accuraatheid: 10 %. (MED versie 5% tot 400 W, 10% vanaf 400 W).
- afmetingen (LxBxH): 165,5 x 63,5 x 152 cm.
- gewicht: +/- 107 kg.

KEUZE MOGELIJKHEDEN

- frame: wit of antraciet.
- scherm: grafisch LED scherm met druktoetsen of kleuren touchpanel.
- uitvoering: standaard of MED (medisch gekeurd volgens MDR).
- chip: voorzien van RFID lezer (compatibel met Vitality care software).