

Desmotec D.Plus Pininfarina incl. D.soft basic

Art: 578032 | Merk: DESMOTEC

gymna

€ 15.851,08

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **DESMOTEC D.PLUS SQUAT by Pininfara** is een prachtig vormgegeven **iso-inertieel** trainingsapparaat - ideaal voor oefeningen in gesloten keten - dat gebruik maakt van **vliegwielttechnologie**.

FUNCTIONELE EYE CATCHER IN UW PRAKTIJK

- DESMOTEC D.PLUS is ontworpen door het Italiaanse designbureau Pininfarina, en is daarmee een absolute eyecatcher in uw praktijk.
- het neusje van de zalm op trainingsgebied, qua functionaliteit en qua design.

SPECIFIEK VOOR MODEL D.PLUS

- is voorzien van **4 geïntegreerde load cells**.
 - **meten van kracht (links / rechts en voor/achter)** die wordt uitgeoefend op het platform tijdens het oefenen.
 - hierdoor worden **links/rechts verschillen objectief meetbaar**.

- **real-time feedback** van kracht ontwikkeld in concentrische en excentrische fase.
- onmiddellijk en gericht bijsturen tijdens het oefenen.
- met zitstoeltje en handensteun.
- optie: gepatenteerd vliegwiel (art. 578250) met **variabele inertie (zonder gewichtsschijven)**.

ISO-INERTIEEL TRAINEN

- iso-inertiële (of flywheel) training werkt door middel van **het versnellen en afremmen van een op een as gemonteerd vliegwiel**.
- door de traagheid (inertie) van het vliegwiel wordt er zowel in de **concentrische** als de **excentrische** fase maximaal getraind.
- zo kan er op een eenvoudige en veilige manier een **excentrische overload** gecreëerd worden.
 - **deze overload is nagenoeg niet te bereiken met traditionele krachttraining.**

MULTIFUNCTIONEEL

- **effectieve functionele krachttraining.**
- oefeningen voor het hele lichaam.
 - revalidatie van patiënten, ook voor kinderen en senioren (valpreventie).
 - preventie van blessures.
 - (sport)prestaties naar een hoger niveau tillen.
- **de vorderingen zijn makkelijk te monitoren met de bijgeleverde software en tablet.**
 - alle trainings- en testresultaten worden opgeslagen in de cloud.

D.SOFT: TRAINING, TESTING, REHABILITATION

- softwareprogramma voor het instellen, het registreren en het opslaan (cloud) van de activiteiten van de gebruikers.
- **real time** feedback:
 - concentrische en excentrische kracht.
 - geleverde prestatie t.o.v. doelstelling.
 - **krachtverschil links/rechts.**
 - **evaluatie van de bewegingskwaliteit** hetgeen onmiddellijk bijsturen mogelijk maakt.
- eenvoudige maar **zorgvuldige tests**:
 - initiële kracht.
 - evolutie.
 - eindresultaten.
- specificaties:
 - register gebruikers.
 - database oefeningen en tests.
 - feedback tijdens het oefenen.
 - samenvatting oefensessie.
 - grafiek oefenverloop en (kracht)pieken (Watt).

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **zeer effectieve manier van functionele krachttraining.**
- creëert een excentrische overload op eenvoudige en veilige manier.
- vermogensrange van **0-5000 Watt**.
 - geschikt voor **laag- en zeer hoog belastbare personen.**
- grote bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid van de zwaartekracht.
 - bijvoorbeeld voor lunges, squats en oefeningen voor de bovenste extremiteiten.
- **veilig**: dankzij het Desmotec harnas is de belasting van de lumbale wervelkolom en de

schouders gelimiteerd.

- voorzien van een T-bar als **referentiepunt**.
- geïntegreerde D.LOAD krachtenplatformen.
- in hoogte **verstelbaar zitstoeltje**:
 - om even op uit te rusten.
 - om de ROM van een beweging af te bakenen.
- de dubbele, **verstelbare handensteun** zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid tijdens het oefenen.

DESMOTEC HARNAS

Het **integraal harnas** is een deel van het geheim van de Desmotec D.LINE.

- het harnas is gemaakt van sterk maar toch comfortabel materiaal.
- een goed gebruik van het harnas **beperkt de druk op de onderrug en schouders**.
- dit stelt de gebruiker in staat om echt alle kracht te ontketen in de training.
- het harnas is er in de maten: S, M, L en XL (maat L wordt standaard meegeleverd).

DESMOTEC LUMBAAL HARNAS

- speciaal ontwikkeld om het nodige comfort te geven aan tijdens het oefenen met Desmotec D.LINE en V.LINE.
- standaard meegeleverd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **perfect gebalanceerde gewichtsschijven** / vliegwielen.
 - inertie-schijven: small / 1 kg - medium / 1,1 kg - large / 2 kg - pro / 6 kg.
- antislip toplaag voor maximale grip.
- afmetingen (l x b x h): 100 x 180 x 160 cm.
- gewicht: 190 kg.
- inclusief D.SOFT software en 10" tablet om prestaties en vorderingen bij te houden.
- wattage : 0 - 5000 Watt.
- maximale kracht: 600 kg.

STANDAARD TOEBEHOREN

- 1 x integraal harnas maat L, 1 x lumbaal harnas, 1 x bicepsbar, 1 x set inertieschijven: 1 x small, 1 x medium, 2 x large, 1 x pro, 1 x standaard accessoirehouder, 1 x schijfhouder rond, 1 x tablet 10" met software (geïntegreerde tablethouder).

Voldoet aan de Europese medische richtlijn MDR 2017/745, klasse 1a.

Eveneens verkrijgbaar: Desmotec V.LINE PLUS Pulley(art. 578.060). [Klik hier voor contact met uw adviseur / Desmotec specialist.](#)

- + Groot oppervlak voor variatie aan oefeningen.
- + Handensteun en zitting voor extra comfort en veiligheid.
- + Krachtenplatform met extra krachtsensoren, meer mogelijkheden.
- + Mooi design, echte eye-catcher in de oefenzaal.