

Heupmanchet Lympha-mat Digital - grijs

gymna

Art: 110184 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- Zie [Lympha-mat Digital](#) of [Lympha-mat 300N](#).

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 12 elkaar overlappende luchtkamers voor extra ontstuwing van buik- en bekkengebied.
- Wordt meestal gebruikt in combinatie met 2 beenmanchetten.
- Met velcrosluiting waardoor de heupomtrek aangepast kan worden tot 150 cm.
- Kleur: grijs.
- Kan optioneel uitgebreid worden met een [verbredingsstuk](#) van 40 cm.