


Hi-RET elektrode voor Winback - 3P

gymna

Art: 580581 | Merk: [WINBACK](#)



Productinformatie

De Hi-RET elektrode met multi-gefragmenteerde kop wordt gebruikt voor Hi-Tens behandelingen:

- onmiddellijke en langdurige pijnstilling door saturatie van de nociceptoren
- uitermate geschikt voor behandeling van fibrotische weefsels door snelle en lokale hyperthermie
- enkel compatibel met de Back 3^{TX} en Back 4