

Clarius C3 - handheld echografietoestel - Convex abdominaal - incl. 3j licentie

gymna

Art: 568500 | Merk: **CLARIUS**

€ 6.334,35

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **CLARIUS C3 HD3** is een 'handheld' toestel ideaal voor **abdominale echografie**. De Clarius C3 tilt draadloze echografie van **oppervlakkige structuren en dieper gelegen** structuren naar een eenzame hoogte.

In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.

Huisartsen, specialisten, ... zweren bij deze doorontwikkelde, **lichtgewicht maar krachtige echografie scanner**. Een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk toestel met een ultieme beeldkwaliteit.

In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

CLARIUS MEMBERSHIP

De **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals spraakbesturing, doppler, opnamemodus, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten

- beeldopslag
- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's

**Het 3 jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.*

SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- de hoge frequentie (2-6 MHz) en **realtime high-definition beelden** van **abdominale, cardiale, pulmonale, gynaecologische en oppervlakkige structuren**, helpen u om de juiste diagnose te stellen.
 - **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
 - **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.
-

SCHERPE BEELDEN

- het Clarius C3 HD3 echografietoestel verwerkt de beelden tot **8 x sneller**.
 - de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een verhoogde framesnelheid en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.
-

GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.
-

DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
 - u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
 - de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
 - zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius C3 bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
 - in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografieter beschikking**.
-

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 2-6 MHz.
- diepte: max. 40 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 147 x 76 x 32 mm / gewicht: 290 g.
- gezichtsveld: 73°