

Coldpack kwart - 18 x 15 cm

gymna

Art: 114419



Productinformatie

Een 'Cold pack' is bedoeld voor intensief professioneel gebruik.

- Handige - zeer solide - herbruikbare koude kompres, luchtdicht, gevuld met siliconen "gel".
- Blijft soepel, zodat zij volledig tegen de huid gemodelleerd kan worden en zo een optimaal huidcontact garandeert.
- U houdt ze op gebruikstemperatuur in een huishouddiepvriezer (max. tot -18 °C).

CONTRA-INDICATIES KOUDE THERAPIE

- cardiovasculaire aandoeningen - overgevoeligheid voor koude - Raynaud syndroom - arteriële doorbloedingsstoornissen - diabetes mellitus.

VOORZICHTIG bij orthostase of orthostatische hypotensie.