

ARTZT Vintage Series - plyobox / springbox / plint ***gymna***

Art: 577199 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



Productinformatie

Revalideren op een old school manier met deze vintage plint van ARTZT gemaakt uit hoog kwalitatief materiaal. TOEPASSING

- plyometrisch oefenen.
- kan ook gebruikt worden als trendy zitplaats. SPECIFICATIES
- multiplex poten voor optimale stabiliteit met rubberen pads ter bescherming van uw vloer.
- materiaal: naaldhout bekleed met rundsleder.
- gewicht: 17,1 kg.
- afmetingen: 70 x 50 x 40 cm