

Toorx Professional Multipress - dual function

gymna

Art: 581416 | Merk: **TOORX**



Productinformatie

De **Toorx Professional Multipress** biedt twee oefenvarianten in één professioneel toestel: isolatie van zowel mm. pectorales, deltoideus, trapezius (shoulder press) als mm. triceps brachii (triceps extension). Deze dual function machine is ideaal voor commerciële omgevingen zoals fitness, kinestherapiepraktijken en PT-studio's. Dankzij de compacte voetafdruk en multifunctionaliteit is dit toestel bijzonder geschikt voor ruimtes met een beperkte oppervlakte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **dubbele functie:** zowel shoulder press (vertical & inclined) als triceps extension in één toestel.
- **verstelopties:** zithoogte op 5 niveaus, rugleuning op 3 posities en krachtoverbrenging op 6 posities.
- **compact ontwerp:** ruimtebesparend en ideaal voor kleinere ruimtes.
- **robuuste constructie:** frame van ovalen (50 × 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtenstapel:** 100 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi - startgewicht 5 kg.
- **pulleysysteem:** premium lagers met nylon-gecoate stalen kabels (Ø 5 mm), belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding:** stoel en kussens in high-density foam met PU-bekleding.
- **veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1 / EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 136,5 x 136,3 x 160,2 cm
- Gewicht: 235 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 100 kg, startgewicht 5 kg, per 5 kg