

Tensoplast Sport - 3 cm x 2,5 m

gymna

Art: 500250 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Rekbare kleefwindel met volgende kenmerken:

- Blijft lang ter plaatse door zeer hoge kleefkracht
- bezorgt een zeer sterke, betrouwbare druk en steun
- zachte randen die niet rafelen
- een centrale gele lijn geeft aan hoeveel de tape de vorige laag overlapt
- Individueel verpakt

Specificaties

- Hoge (zelf)klevende eigenschappen, schutblad als hulp om hoeveelheid tractie te bepalen
- Uitzonderlijke elasticiteit
- Superieure rek in de lengte, wat aanbrengen vereenvoudigt
- Hoge luchtdoorlaatbaarheid daar de kleefmassa in stroken is aangebracht
- Hoge huidverdraagzaamheid, voor de gevoelige huid