

Grijze armmanchet Lympha-mat - grijze connector

gymna

Art: 110183 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- Zie [Lympha-mat Digital](#) of [Lympha-mat 300N](#)

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 12 elkaar overlappende luchtkamers.
- Lengte arm (vanaf de vingers) 71 cm.
- Met velcrosluiting waardoor de omtrek aangepast kan worden tot 58 cm.
- Kleur: grijs.

De grijze connector is ontworpen voor de [Lympha-mat Digital Gradient](#)

De witte connector is ontworpen voor de [Lympha-mat 300N](#)

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en 300Plus).