

Ellexo ET controle unit

gymna

Art: 375020 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De **Ellexo ET controle unit** is een **stand-alone elektrotherapie toestel** voor **neuromodulatie en neurostimulatie** met TENS, NMES en microstromen. Deze **2-kanaals elektrotherapie** unit biedt alle gangbare stroomvormen en programma's voor spier- en zenuwstimulatie. Het toestel wordt bediend via het geïntegreerde kleurentouchscreen.

De **controle unit is de basis** waaraan verschillende andere **modules** worden gekoppeld:

- **ET-module:** hiermee breidt u het toestel uit naar een 4-kanaals elektrotherapie toestel
- **US-module:** hiermee breidt u uit naar een 'combi' toestel
- **Vaco-module:** om elektrotherapie met vacuumelektroden toe te passen
- **Batterij-module:** laat toe om het toestel onafhankelijk van netstroom te gebruiken

U bepaalt zelf welke combinatie u maakt, nu of later, in functie van uw behoefte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

De controle unit levert stroom aan alle aangesloten Ellexo therapie modules.

- Elke **module** kan **slechts 1 x** aan het modulair platform toegevoegd worden

- **32 geïntegreerde stroomvormen** voor verschillende toepassingen:
 - Pijndemping - modulatie van neurale activiteit (TENS)
 - Functionele spierstimulatie (NMES)
 - Evaluatie spier- en zenuwconditie
 - Weefselherstel (microcurrent)
- **Capacitief kleurentouchscreen**
 - Geen 'fysieke' draaiknoppen voor de bediening van het toestel
 - Inclineerbaar en zichtbaar vanuit elke hoek, zelfs met sterke lichtinval
 - Intuïtieve, grafische userinterface die zich aanpast in functie van de gekoppelde modules
 - Pre-programmatie mogelijk: tot 3 kanalen
 - Anatomische bibliotheek en instructievideo's

TECHNISCHE KENMERKEN