

Transducer Convex F2-5CE - Vinno 5 - 6

gymna

Art: 568260 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

Transducer voor echografen Vinno 5 en Vinno 6 - F2-5CE broadband curved array.

- Gezichtsveld: 59 graden.
- Convexe straal: 60 mm.
- Toepassing: buik, OB/Gyn, urologie, pediatrie.
- B-mode Frequentiebereik: 2,0 -6,5 MHz.
- Middenfrequentie: 3,2 MHz.
- Afmetingen: 72 mm x 27 mm.
- Transducer element: 128.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleur Doppler, power Doppler, harmonisch.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D, harmonisch, kleur Doppler en golf (wave) Dopplermodi.
- Herbruikbare biopsiegeleider beschikbaar.