

uuu! Clarius PAL - handheld echografietoestel -

gymna

Multifunctioneel Dual - incl. 3j licentie

Art: 568550.D | Merk: [CLARIUS](#)



Productinformatie

De **CLARIUS L15 HD3** is is HET **multifunctionele** 'handheld' toestel voor echografie van het **volledige lichaam!**

Dit toestel van Clarius combineert: - de beeldvormende kracht van de laagfrequente '**phased array**' voor diepere beeldvorming van hart, longen en buik - samen met de hoogfrequente '**lineaire**' voor superieure oppervlakkige beeldvorming.

ALTIJD EN OVERAL

- In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u altijd en overal hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.
- het is de perfecte handheld voor clinici die op zoek zijn naar de **ultieme beeldkwaliteit en diagnostische flexibiliteit**.
- In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

CLARIUS MEMBERSHIP

De **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals **spraakbesturing, doppler, opnamemodus**, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten
- beeldopslag

- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's

**Het 3 jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.*

SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- één klik volstaat om te schakelen tussen presets voor een **naadloze overgang tussen diepe en ondiepere anatomische structuren**.
- **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
- **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.

SCHERPE BEELDEN

- het Clarius PAL HD3 echografietoestel verwerkt de beelden tot **8 x sneller**.
- de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een verhoogde framesnelheid en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.

GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.

DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
- u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
- de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
- zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius PAL bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
- in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografieter beschikking**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 1-5 MHz.
- diepte: max. 40 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 148 x 76 x 32 mm / gewicht: 307 g.