

Clarius PAL - handheld echografietoestel - Multifunctioneel Dual - incl. 3j licentie

Art: 568550 | Merk: CLARIUS

gymna

€ 8.439,75

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De CLARIUS PAL HD3 Multipurpose is HET multifunctionele 'handheld' toestel voor echografie van het volledige lichaam!

Dit toestel van Clarius combineert:

- de beeldvormende kracht van de laagfrequente 'phased array' voor **diepere beeldvorming** van hart, longen en buik
- samen met de hoogfrequente 'lineaire' voor **superieure oppervlakkige beeldvorming**.

ALTIJD EN OVERAL

- In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.
- het is de perfecte handheld voor klinici die op zoek zijn naar de **ultieme beeldkwaliteit en diagnostische flexibiliteit**.
- In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

MEMBERSHIP

Het **Clarius Membership*** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals **spraakbesturing, doppler, opnamemodus**, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten.
- beeldopslag.
- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's.

*Het 3 jarige Clarius Membership is een bundel ontworpen voor een betere workflow en een efficiënter onderzoek.

SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- één klik volstaat om te schakelen tussen presets voor een **naadloze overgang tussen diepe en ondiepere anatomische structuren**.
- **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
- **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.

SCHERPE BEELDEN

- het Clarius PAL HD3 echografietoestel verwerkt de beelden **tot 8 x sneller**.
 - de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een **verhoogde framesnelheid** en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.

GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.

DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
- u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
- de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
- zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius PAL bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
- in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografie te uwer beschikking**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 1-15 MHz.
- diepte: max. 40 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 148 x 76 x 32 mm / gewicht: 307 g.
- gezichtsveld: 90°