

function

Art: 581420 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De Toorx Professional Horizontal leg press / hack squat is een pin loaded krachttuustel voor het trainen van de beenspieren in een gesloten keten. Dit toestel biedt twee oefenvarianten in 1 professioneel toestel: leg press in zittende positie en hack squat in liggende positie. Dankzij zijn design en gebruiksgemak perfect geschikt voor gebruik in een kinepraktijk of revalidatiesetting. De voornaamste spieren die worden aangesproken zijn de mm. Quadriceps, mm. Hamstrings en mm. Glutei.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- de **beweging** gebeurt naar achter, waarbij het lichaam wordt weggeduwd t.o.v. de vaste voetplaat.
- beweging kan zowel vanuit zittende positie (leg press) als liggende positie (squat).
- de **hendel in het midden van de voetplaat** kan de gebruiker helpen om plaats te nemen en zichzelf in een optimale beginpositie te brengen.
- de **voetplaat bestaat uit twee delen**, waarbij de hellingshoek van de bovenste en onderste plaat licht verschillend is.
- **verstelopties**: de beginpositie is makkelijk in te stellen op 5 verschillende afstanden t.o.v. de voetplaat, hellingshoek rugleuning op 5 niveaus en schouderkussens op 9 niveaus.
- **lage rolweerstand** dankzij premium grade rollagers.
- **robuuste constructie**: frame van ovale (50 x 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.

- **gewichtenstapel:** 150 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi, per 7,5 kg
- **pulleysysteem:** overbrenging via kabels in geweven staal van 5 mm dik, zeer sterk en duurzaam, max. belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding:** stoel afgewerkt in high density kussens met PU bekleding.
- **veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1/ EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1

- + dual function: 2 toestellen in 1
- + voetplaat in 2 delen zorgt voor fijne nuances en variaties in spierwerk

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 198 x 102 x 160 cm
- gewicht: 379 kg
- max. gebruikersgewicht: 120 kg
- gewichtenstapel: 150 kg, per 7,5 kg, startgewicht 7,5 kg