

Armmanchet Hydroven - 3 kamers - 78 cm

gymna

Art: 330495 | Merk: [FLOWTRON HYDROVEN](#)



Productinformatie

ALGEMENE KENMERKEN

- Licht en stevig materiaal voor veelvuldig gebruik. De binnenkant is soepel en zacht. Voorzien van ritssluiting om makkelijk aan- of uit te doen. De omtrek kan vergroot worden met d.m.v. een tussenstuk (art. 330.539).

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 3 luchtkamers die van distaal naar proximaal gevuld worden met lucht. De luchtkamers worden - één voor één - geleidelijk opgeblazen, met een drukvermindering van 10% van luchtkamer tot luchtkamer. Lengte 78 cm (vanaf de pols) - omtrek bovenarm max. 62 cm.

Kleinere of grotere manchetten verkrijgbaar op aanvraag. Aandacht: deze manchet mag NIET in de wasmachine.