

Push care kniebrace 4

gymna

Art: 213104 | Merk: **PUSH**



Productinformatie

De Push care Kniebrace biedt compressie rondom het kniegewricht en steunt de patella. Hierdoor verbetert het stabiliteitsgevoel en ervaart de gebruiker pijnverlichting. Met de instelbare sluitingen kan de druk individueel worden bepaald. Hierdoor ervaart de gebruiker een comfortabele ondersteuning en zal vrijer kunnen bewegen. De toepassing van hoogwaardige, elastische materialen en siliconenapplicaties aan de binnenzijde van de brace zorgt voor een prima pasvorm en een uitstekend positiebehoud. **Sympress™ Technologie** De Push care Kniebrace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push care Kniebrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Gonartrose
 - Patellafemorale artrose
 - Retropatellaire pijnklachten
 - Patellofemoraal pijnsyndroom
 - Patella-instabiliteit
 - Reumatische klachten
 - Functionele restinstabiliteit
-
- + Instelbare compressie dmv 2 elastische banden.
 - + Slank design, minder ongemak aan de achterkant van de knie.
 - + Open instap, makkelijk aantrekbaar, licht in gewicht.
 - + Hoefijzervormige pelotte geeft goede zijwaartse steun aan patella.
 - + Aanpasbaarheid van omtrek thv bovenbeen.
 - + Uitstekend positiebehoud door siliconenapplicaties aan de binnenzijde.
 - + Kan links en rechts gedragen worden.
-
- De brace biedt enkel compressie, geeft geen mechanische steun.