


Correctiespiegel orthopedisch verrolbaar

gymna

Art: 100139



Productinformatie

Een orthopedische spiegel wordt gebruikt voor houdingsdiagnose, houdingscorrectie en spiegeltherapie. **SPECIFIEKE KENMERKEN**

- gepolijst spiegelglas met vakverdeling.
- verdeling van 5 x 5 cm.
- gemonteerd in een vast metalen frame, kleur wit.
- voorzien van pivoterende rolwielletjes.
- afmeting spiegel: 170 x 100.
- gewicht: 43 kg.
- afmeting met frame: 187 x 115 x 67,5 cm.
- voldoet aan de medische richtlijn MDR 2017/745.