

grijs

Art: 110186 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

Deze 'jas' is een manchet voor lymfedrainage van beide armen én de bovenste kwadranten van de romp.

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- Zie [Lympha-mat Digital](#) of [Lympha-mat 300N](#)

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 24 elkaar overlappende luchtkamers (12 links en 12 rechts).
- De compressie begint bij de vingertoppen en gaat via de armen naar rug, thorax en buik, terwijl de druk gradueel afneemt.
- De druk wordt aan beide zijden simultaan opgebouwd,
 - dat verhindert dat het lymfevocht zich verplaatst naar andere kwadranten van de romp.
- De luchttoevoer gebeurt via het ruggedeelte voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid en draagcomfort.
- Voor patiënten met een armomtrek tot 55 cm en een buikomtrek tot 134 cm.

- Eventuele optionele **verbredingsstukken**:
 - voor 1 **arm** met 10 cm.
 - voor **rug** met 13 cm.
 - voor **borst** met 13 cm.

*De grijze connector is ontworpen voor de **Lympha-mat Digital Gradient***

*De witte connector is ontworpen voor de **Lympha-mat 300N***

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus).