

Artzt Vitality HRT Tubing - licht - 1,2 m

Art: 577161 | Merk: ARTZT VITALITY

gymna

€ 24,95

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **Artzt Vitality HRT Tubing** biedt weerstand voor krachtoefeningen. Deze robuuste **High Resistance Training** Tubing past zich aan uw persoonlijke trainingsbehoeften aan! Veilig, comfortabel en multifunctioneel.

STEVIIG MATERIAAL

- latex tubing
- stevige nylon coating garandeert het veilig oefenen.
- musketiershaak aan beide uiteinden:
 - bevestigen op verschillende hoogtes voor verschillende behandeldoelinden of trainingen.
 - te combineren met diverse optionele toebehoren om praktisch en veilig te oefenen. (zie lager onder TOEBEHOREN).

WEERSTAND, VOOR IEDER WAT WILS

De weerstand van de Artz Vitality HRT tubing wordt bepaald door:

- de lengte van de tubing, 1,20 m of 2,5 m (niet uitgerokken).
- de kleur van de tubing, keuze uit 3 kleuren.
 - licht/groen.
 - medium/blauw.
 - sterk/zwart.
- de mate van uitrekking van de tubing.
 - uitrekbaar tot 300 %.
 - hoe meer uitgerokken, hoe meer weerstand.

TOEPASSING

- explosiviteit
- sprintvermogen
- snelheid
- analytische krachtoefeningen van verschillende spiergroepen:
 - schouder, borst, rug, arm en been.

OPTIONELE TOEBEHOREN

De Artzt Vitality HRT tubing wordt geleverd zonder toebehoren. Dat laat u toe enkel die toebehoren aan te schaffen die u nodig heeft. Deze functionele toebehoren zorgen voor veel oefenmogelijkheden, zijn veilig en comfortabel.

- Harnas – art. 577.169
- Handgreep – art. 577.168
- Polsband / enkelband – art. 577.167
- MSD Deuranker – art. 529.010
- Sportraamlus – art. 100.177
- Row stick - pro bar - art.577.171

REINIGEN

- Reinig de nylon coating met een vochtige doek of zachte borstel.