

BH Bench Press - zwart

gymna

Art: 564260 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

Solide trainingsbank voor het uitvoeren van bench press oefeningen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- horizontale ligbank met geïnjecteerd kussen: zorgt voor de juiste lichaamshouding en voorkomt dat de bekleding vervormt of dat bacteriën zich ophopen.
- het design van de trainingsbank laat toe om maximaal en biomechanisch correct te trainen
- versterkt frame voor extra veiligheid en stabiliteit
- 3 trainingsposities voor de olympische bar
- 4 ophangpunten voor het wegbergen van de gewichtsschijven
- bar en schijven niet meegeleverd

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 170 x 166 x 137 cm
- gewicht: 69 kg
- kleur frame: zwart, kleur bekleding: donkergrijs